

# ALCOLOMETRO

Cod. 02.2200.53

Alcolometro classe II scala 70÷80% con termometro



## Descrizione

Alcolometro classe II

- precisione divisione scala :  $\pm 0,1$
- lunghezza : 400mm
- taratura : 20°C
- con termometro 5÷25:0,2°C
- con liquido speciale rosso o blu
- adatto per la calibrazione

## Dati Tecnici

|           |       |
|-----------|-------|
| Scala (%) | 70÷80 |
|-----------|-------|

## Varianti

| Codice     | Prodotto    | Scala (%) |
|------------|-------------|-----------|
| 02.2200.17 | ALCOLOMETRO | 0÷10      |
| 02.2200.27 | ALCOLOMETRO | 10÷20     |
| 02.2200.38 | ALCOLOMETRO | 20÷30     |
| 02.2200.41 | ALCOLOMETRO | 30÷40     |
| 02.2200.45 | ALCOLOMETRO | 40÷50     |

|            |             |        |
|------------|-------------|--------|
| 02.2200.49 | ALCOLOMETRO | 50÷60  |
| 02.2200.51 | ALCOLOMETRO | 60÷70  |
| 02.2200.53 | ALCOLOMETRO | 70÷80  |
| 02.2200.55 | ALCOLOMETRO | 80÷90  |
| 02.2200.57 | ALCOLOMETRO | 90÷100 |