

PINZA GAMBO LIBERO

Cod. 04.6181.99



Pinze a gambo libero in lega leggera verniciate apertura 30-50 mm.

Descrizione

Caratteristiche:

- A gambo libero
- in lega leggera verniciate con vernice resistente al calore e agli acidi e con branche interamente rivestite in PVC
- per palloni.

Dati Tecnici

Apertura (mm)	30-50
Gambo	libero

Varianti

Codice	Prodotto	Apertura (mm)
04.6180.99	PINZA GAMBO LIBERO	20-30
04.6181.99	PINZA GAMBO LIBERO	30-50
04.6182.99	PINZA GAMBO LIBERO	50-80