

671221

Cod. 07.4268.99

Microprovette con tappo da 0,1 ml in strips da 8 per qPCR GREINER
confezione 120 pezzi imballo 1200 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Microprovette per qPCR da 0,1 ml di volume, in strips da 8 con tappo, originali Greiner Bio One.
- In polipropilene presentano pareti sottili per ottimizzare il trasferimento di calore dal termociclatore alla soluzione.
- Esenti da Dnase, RNase, DNA umano.
- Apirogeni.

L'imballo da 1200 è composto da 120 strips da 8 microprovette con tappo.

Dati Tecnici

Colore	naturale
Confezione (pezzi)	120/1200