

WP3010

Cod. 23.A011.33

Purificatore d'acqua con resine a letto misto SMEG modello WP3010.



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Indicato per produrre acqua demineralizzata dall'acqua di rete.
- Sensore di conducibilità incluso con segnalazione di esaurimento resine.
- Dimensioni LxPxH: 300 x 660 x 850 mm.
- Completo di colonna CL3000.
- Kit resine MI700WP.
- Rubinetto prelievo ausiliario accessibile da vano anteriore.

Dati Tecnici