

HYDRO H2P

Cod. 22.9906.99

Bagnomaria per istologia LAUDA modello HYDRO H2P



Descrizione

I bagni di paraffina **HYDRO H2P** vengono utilizzati nei laboratori istologici, chimici, clinici e batteriologici per allungare e asciugare i campioni di tessuto. L'esatto controllo della temperatura del bagno di stiratura di paraffina **LAUDA Hydro** assicura tagli uniformemente allungati che sono chiaramente visibili nel bagno e garantisce un'asciugatura delicata dei tagli trafilati sul bordo riscaldato.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	25÷80
Capacità vasca (l)	1,6
Dimensioni vasca (ØxH mm)	200x100
Classe di sicurezza	-
Classe di protezione	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	280x280x100
Peso (kg)	2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/300