

# PINZA GAMBO LIBERO

Cod. 04.6180.99



Pinze a gambo libero in lega leggera verniciate apertura 20-30 mm.

## Descrizione

Caratteristiche:

- A gambo libero
- in lega leggera verniciate con vernice resistente al calore e agli acidi e con branche interamente rivestite in PVC
- per palloni.

## Dati Tecnici

Gambo	libero
Apertura (mm)	20-30

## Varianti

Codice	Prodotto	Apertura (mm)
04.6180.99	PINZA GAMBO LIBERO	20-30
04.6181.99	PINZA GAMBO LIBERO	30-50
04.6182.99	PINZA GAMBO LIBERO	50-80