

DENSIMETRI M50-100

Cod. 02.2300.88

Densimetro scala 1.000/1.050 M50-100 zavorra piombo senza termometro



Descrizione

Densimetri per peso specifico secondo le norme DIN 12791/BS 718 tarati a 20°C.

- precisione divisione scala ± 1
- lunghezza 270 mm
- senza termometro

Dati Tecnici

Scala (g/ml)	1,000÷1,050
--------------	-------------

Varianti

Codice	Prodotto	Scala (g/ml)
02.2300.81	DENSIMETRI M50-065	0,650÷0,700
02.2300.82	DENSIMETRI M50-070	0,700÷0,750
02.2300.83	DENSIMETRI M50-075	0,750÷0,800
02.2300.84	DENSIMETRI M50-080	0,800÷0,850
02.2300.85	DENSIMETRI M50-085	0,850÷0,900
02.2300.86	DENSIMETRI M50-090	0,900÷0,950
02.2300.87	DENSIMETRI M50-095	0,950÷1,000

02.2300.88	DENSIMETRI M50-100	1,000÷1,050
------------	--------------------	-------------