


PT56TFE 1/5DIN

Cod. 23.A011.66

Sonda di temperatura cavo PTFE 1/5 DIN per liquidi e aria



Descrizione

°Caratteristiche:

- Accuratezza temperatura a 0°C : $\pm 0,06$ °C
- Classe : 1/5 DIN
- Connessione :DIN 3 PIN
- Diametro stelo :4 mm
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Lunghezza stelo : 100 mm
- Materiale stelo :Acciaio Inox
- Nome : PT56 TFE 1/5 DIN
- Range certificabile: -80 ... 250 °C
- Range di misura : Temperatura-100 ... 300 °C
- T 90 : 3
- Terminale : Semisferico

Dati Tecnici