

FILTER-TIPS RACK

Cod. 09.7475.99

Puntale con filtro Sapphire, 5-200 µL, neutro, sterile, 96 Pezzi/Rack inserto giallo



Descrizione

Puntale con filtro Sapphire GREINER in rack sterili

Caratteristiche principali:

- Può essere sterilizzato in autoclave e riutilizzato più di 50 volte
- Altamente trasparente e stabile per un'integrità e una visibilità ottimali della punta
- Impilabile e automatizzabile (dimensioni esterne ANSI)
- Inserti per rack con codice colore per una rapida identificazione del volume
- Progettato per pipette singole e multicanale
- Imballaggio individuale per ridurre la contaminazione
- Rack da 96 pezzi

Quantità/imballaggio primario: 960

Quantità/cartone: 5760

Dati Tecnici

Volume (µl)	5÷200
Per micropipette tipo	Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand e HTL DV200
Confezione (pezzi)	960
Imballo (pezzi)	5760
Modello	775353

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (µl)	Per micropipette tipo	Modello
09.7473.99	FILTER-TIPS RACK	0,2÷10	Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand e HTL DV10	771353
09.7477.99	FILTER-TIPS RACK	2÷20	Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand e HTL DV20	773353
09.7474.99	FILTER-TIPS RACK	2÷100	Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand e HTL DV100	774353
09.7475.99	FILTER-TIPS RACK	5÷200	Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand e HTL DV200	775353
09.7476.99	FILTER-TIPS RACK	50÷1250	Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand e HTL DV1000	778353