

# 830-00451

Cod. 23.A012.71

Box asonoro



## Descrizione

Box asonoro. Riduce il rumore ambientale dovuto alle vibrazioni ultrasoniche che scaturiscono dall'apparecchio sottoforma di armoniche udibili, permettendo lunghi periodi di trattamento senza disagi per l'operatore. L'esterno è in laminato bianco, l'interno è foderato di materiale fonoassorbente, impermeabile, bianco. La porta permette l'osservazione del campione durante il trattamento proteggendo l'operatore da spruzzi accidentali.

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 305x305x508.

## Dati Tecnici