




# SACCHETTI TWIRL'EM®

Cod. 14.7278.99

Sacchetti non sterili Labplas TWIRL'EM® senza banda di scrittura  
mm.178x305 ml 1650 confezione 250 pezzi

## Descrizione

I sacchetti per il campionamento sterili Labplas TWIRL'EM® forniscono un contenitore flessibile sicuro e privo di contaminanti che garantisce risultati di analisi affidabili. Rappresentano il contenitore ideale per raccogliere, trasportare e analizzare un vasto numero di campioni liquidi, solidi e semisolidi in perfetta sicurezza.

Vantaggi del prodotto:

- Hanno aperture molto grandi e non sono saldati sui lati.
- Documentazione di conferma della sterilità disponibile in ogni scatola.
- Possono contenere materiale solido, semisolido e liquido.
- Tutti i sacchetti per il campionamento sterili sono inoltre privi di R-NASE, D-NASE e Pyrogen.
- Il prodotto soddisfa gli standard del settore USDA e ACIA ed è realizzato con materiale conforme alla FDA.

Campi d 'impiego:

- INDUSTRIA: farmaceutica, alimentare, cosmetica, ecc. per il campionamento delle materie prime, prodotti intermedi o formulati, per gli alimenti freschi o surgelati
- ISTITUTI ZOOPROFILATTICI: latte e derivati, carne, porzionati, ecc.
- OSPEDALI E LABORATORI ANALISI: campioni biologici, organi, biopsie, ecc.
- VIGILI SANITARI, N.A.S. CATERING: per il campionamento di alimenti, bevande, precotti, surgelati, ecc.
- ECOLOGIA E AMBIENTE: acque potabili, acque di scarico, fanghi, composti.
- LABORATORI DI MICROBIOLOGIA: trasporto ed omogeneizzazione di campioni biologici.

## Dati Tecnici

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Dimensioni (mm) | 178x305 |
| Volume (ml)     | 1650    |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Banda di scrittura | no                 |
| Confezione (pezzi) | 250                |
| Chiusura           | con due fili tondi |
| Modello            | EPL-7012           |

Varianti

| Codice     | Prodotto            | Dimensioni (mm) | Volume (ml) | Banda scrittura | di | Confezione (pezzi) | Chiusura                       | Modello  |
|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|--------------------|--------------------------------|----------|
| 07.4055.57 | SACCHETTI TWIRL EM® | 76x178          | 130         | sì              |    | 500                | con due fili tondi             | EPR-3070 |
| 14.7276.99 | SACCHETTI TWIRL EM® | 114x229         | 450         | sì              |    | 500                | con due fili tondi             | EPR-4590 |
| 14.7208.99 | SACCHETTI TWIRL EM® | 140x229         | 650         | sì              |    | 500                | con due fili tondi             | EPR-5590 |
| 14.7277.99 | SACCHETTI TWIRL EM® | 178x305         | 1650        | sì              |    | 250                | con due fili tondi             | EPR-7012 |
| 14.7278.99 | SACCHETTI TWIRL'EM® | 178x305         | 1650        | no              |    | 250                | con due fili tondi             | EPL-7012 |
| 07.4055.80 | SACCHETTI TWIRL EM® | 254x305         | 2250        | sì              |    | 250                | con un filo tondo e uno piatto | EFR-1012 |
| 07.4055.93 | SACCHETTI TWIRL EM® | 254x382         | 4000        | sì              |    | 250                | con un filo tondo e uno piatto | EFR-1015 |