

MULTI-TX5

Cod. 22.A000.37

Agitatore vortex multi provetta modello MULTI-TX5 Velp Scientifica



Descrizione

Il **MULTI-TX5** Digital Velp Scientifica è un agitatore vortex multi-provetta digitale per miscelazione ad alta produttività e il design innovativo e compatto assicura la massima ergonomia per molteplici applicazioni con provette di diversa misura.

Il **MULTI-TX5** Digital può essere dotato di vari supporti in schiuma per diverse provette vortex, configurandosi come un agitatore vortex multi-provetta estremamente versatile per emulsionare, disintegrare, miscelare o omogeneizzare i campioni. Le principali applicazioni includono sospensioni, genotipizzazione, test del DNA e dell'RNA.

Caratteristiche principali:

- Rack intercambiabili in schiuma facili da sostituire consentono di lavorare con diverse provette, da 10 a 29 mm di diametro.
- Struttura progettata per un comfort eccezionale, la massima resistenza e ingombro ridotto
- Interfaccia digitale facile da usare con icone intuitive presenti sul display a LED
- Il timer integrato consente la programmazione di operazioni non supervisionate
- Inversione automatica programmabile della direzione di agitazione
- Esclusiva modalità a impulsi che consente una miscelazione ciclica vigorosa
- La funzione di blocco impedisce modifiche involontarie

Ideale sia per la microbiologia, attività e ricerca e sviluppo o controllo qualità in diversi settori come quello farmaceutico, cosmetico.

Lo strumento è dotato di supporto per provette Ø 12, 44 posizioni (codice CDL 23.A013.49)

Dati Tecnici

Velocità (rpm)

100 ÷ 2500

Modalità di funzionamento

movimento orbitale

Ampiezza movimento (mm)	3,6
display	digitale
Timer	1 min ÷ 99 h ,59 min
Dimensioni piano di lavoro (mm)	294 x 194
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	245 x 490 x 380
Peso (kg)	19
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	240/50-60/40

Accessori/Correlati

23.A013.48	A00000449 Rack di schiuma per MULTI-TX5 Digital per provette 10 mm
23.A013.49	A00000450 Rack di schiuma per MULTI-TX5 Digital per provette 12 mm
23.A013.50	A00000451 Rack di schiuma per MULTI-TX5 Digital per provette 13 mm
23.A013.51	A00000452 Rack di schiuma per MULTI-TX5 Digital per provette 16 mm
23.A013.52	A00000453 Rack di schiuma per MULTI-TX5 Digital per provette 25 mm
23.A013.53	A00000454 Rack di schiuma per MULTI-TX5 Digital per provette 29 mm