

23 AL

Cod. 22.2673.50



Contenitore Dewar ISOTHERM modello 23 AL

Descrizione

- Forma sferica e con manico.
- Particolarmente indicati per lo stoccaggio ed il trasporto di azoto liquido.
- Rivestimento esterno in alluminio satinato, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.
- Dotati di manico di trasporto e coperchio non fissato.
- Capacità da 1 a 10 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	5
Dimensioni esterne (ØxH mm)	260x450
Dimensioni interne (ØxH mm)	60 (collo) x 350

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2671.50	21 AL	1	175x300	30 (collo) x 235
22.2672.50	22 AL	3	225x380	60 (collo) x 305
22.2673.50	23 AL	5	260x450	60 (collo) x 350
22.2674.50	24 AL	10	330x480	65 (collo) x 380

