

PUNTALI DISPENSATORI

Cod. 09.7510.99

Puntali dispensatori modello standard autoclavabili a 121°C (senza stantuffo)
ml 2,5 confezione 100 sterili confezione singola



Descrizione

Caratteristiche:

- Idonei per liquidi infettivi, viscosi o volatili.
- Per applicazioni sensibili e per l'utilizzo con campioni biologici.
- Le versioni sterili sono ATP, DNA, DNasi & RNasi free, apirogeni.
- Materiale: polipropilene
- in confezione non sterili e sterili (confezionati singolarmente)

Compatibili con:

Multipette® 4780 (Eppendorf AG)

Distriman®, Repetman® (Gilson Inc.)

Ripette®, Ripette® pro (Ritter GmbH)

RepeatOne® (Starlab AG)

Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201 (HTL Lab Solutions)

EasyStep, EasyStep electronic (Continental Lab Products Inc.)

Handrop (Nirco)

StepMate (Scilogex)

Prodotti con marchio CE conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

Dati Tecnici

Varianti

Codice	Prodotto
09.7514.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7512.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7509.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7508.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7506.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7513.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7511.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7510.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7507.99	PUNTALI DISPENSATORI
09.7505.99	PUNTALI DISPENSATORI