

# PUNTALI DISPENSATORI

Cod. 09.7505.99

Puntali dispensatori modello standard autoclavabili a 121°C (senza stantuffo)  
ml 12,5 confezione 100 sterili confezione singola



## Descrizione

Caratteristiche:

- Idonei per liquidi infettivi, viscosi o volatili.
- Per applicazioni sensibili e per l'utilizzo con campioni biologici.
- Le versioni sterili sono ATP, DNA, DNasi & RNasi free, apirogeni.
- Materiale: polipropilene
- in confezione non sterili e sterili (confezionati singolarmente)

Compatibili con:

Multipette® 4780 (Eppendorf AG)

Distriman®, Repetman® (Gilson Inc.)

Ripette®, Ripette® pro (Ritter GmbH)

RepeatOne® (Starlab AG)

Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201 (HTL Lab Solutions)

EasyStep, EasyStep electronic (Continental Lab Products Inc.)

Handrop (Nirco)

StepMate (Scilogex)

Prodotti con marchio CE conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

## Dati Tecnici

Varianti

| Codice     | Prodotto             |
|------------|----------------------|
| 09.7514.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7512.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7509.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7508.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7506.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7513.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7511.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7510.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7507.99 | PUNTALI DISPENSATORI |
| 09.7505.99 | PUNTALI DISPENSATORI |