

CAMICI BIANCHI IN TNT

Cod. 10.4100.96

Camici da laboratorio in TNT misura XL confezione 50 pezzi



Descrizione

caratteristiche tecniche:

- con chiusura frontale con velcro o automatici
- Taschino superiore posto internamente.
- Colore bianco.
- Dispositivo medico di classe I.
- Confezione: 50 pezzi.

Dati Tecnici

Misura	XL
--------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1560.33	CAMICI BIANCHI IN TNT	L
10.4100.96	CAMICI BIANCHI IN TNT	XL
10.4100.97	CAMICI BIANCHI IN TNT	XXL