



CAMICI UOMO COTONE

Cod. 10.4108.95

Camice in cotone bianco uomo taglia XL (54-56)

Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- In cotone bianco
- Con elastici ai polsi
- Tre tasche e chiusura con bottoni.

A richiesta, sono disponibili anche camici con bottoni automatici e/o con bottoni ricoperti.

Dati Tecnici

Misura	XL (54-56)
--------	------------

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.4105.95	CAMICI UOMO COTONE	S (42-44)
10.4106.95	CAMICI UOMO COTONE	M (46-48)
10.4107.95	CAMICI UOMO COTONE	L (50-52)
10.4108.95	CAMICI UOMO COTONE	XL (54-56)

