

COLONNA RA-S2

Cod. 23.A012.91

Colonna RA-S2 per bicchieri diam.mm. 47 con disco rimovibile



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Universale - a forma di fungo con disco inox sinterizzato rimovibile di Ø 40 mm di supporto della membrana.
- Su di essa si montano direttamente i bicchieri di filtrazione per membrane con diametro 47 o 50 mm. trattenuti da una pinza (salvo diversa descrizione), come di seguito elencato:

- 1 - 249070 (Advantec) - In vetro da 100 ml, graduato
- 2 - 249120 (Advantec) - In vetro da 300 ml, graduato
- 3 - 249080 (Advantec) - In vetro da 500 ml, graduato
- 4 - 249085 (Advantec) - In vetro da 1000 ml, graduato
- 5 - 249180 (Crami) - In acciaio inox da 500 ml, (coperchio in opzione), graduato a 250 e 500 ml
- 6 - 249185 (Crami) - In acciaio inox da 250 ml, (coperchio in opzione) non necessita di pinza, graduato ogni 50 ml
- 7 - 249190 (Crami) - In acciaio inox da 100 ml, non necessita di pinza, graduato ai 50 ml
- 8 - 249170 (Advantec) - Pinza di tenuta, in alluminio blu
- 9 - 249090 (Advantec) - Coperchio in silicone (opzionale) per 249120, 249080
- 10 - 249186 (Crami) - Coperchio piano in acciaio inox diam 95 mm (opzionale) per 249180
- 11 - 249187 (Crami) - Coperchio piano in acciaio inox Ø 81 mm (opzionale) per 249185

Dati Tecnici