

# PIASTRE PETRI TIPO CONTACT

Cod. 07.4292.99

Piastre petri tipo Contact non ventilate ØxH.mm 55X12 confezione 1000 pezzi  
- versione irraggiata

## Descrizione

Caratteristiche:

- monouso in polistirolo
- perfettamente piane e trasparenti
- Con fondo retinato tipo contact

## Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	55x12
Volume vasca	Non ventilata
Confezione (pezzi)	1000
Modello	Irraggiata

## Varianti

Codice	Prodotto	Confezione (pezzi)	Modello
07.2315.47	PIASTRE PETRI TIPO CONTACT	500	non irraggiata
07.4292.99	PIASTRE PETRI TIPO CONTACT	1000	Irraggiata