

M-BASIC

Cod. 22.A000.70

Centrifuga da banco per usi generali MPW modello M-BASIC



Descrizione

M-BASIC è una centrifuga da laboratorio piccola, universale e facile da usare che offre possibilità eccezionali.

Il suo vantaggio è un rotore unico che combina le caratteristiche dei tradizionali rotori ad angelo e orizzontali. Il design rivoluzionario permette di girare a 45° e 90° senza cambiare il rotore, solo riposizionando le benne.

Grazie alla sua versatilità, lo stesso dispositivo può essere utilizzato per i test giornalieri (CBC o analisi delle urine) e per la preparazione del PRP. È adatto per piccoli laboratori medici, istituti di ricerca e cliniche di medicina odontoiatrica o estetica. M-BASIC troverà applicazione anche in chirurgia, ortopedia, veterinaria, medicina dello sport e molti altri.

Le dimensioni ridotte di M-BASIC si adattano a un piccolo spazio di laboratorio, mentre la sua capacità di 8 provette e il basso consumo energetico garantiscono efficienza senza eccessivi danni ambientali. M-BASIC combina durata e prestazioni, nonché eccezionale affidabilità e sicurezza.

M-BASIC è perfetta per chi ha bisogno di una centrifuga multiuso, economica e facile da usare per il lavoro quotidiano.

Dati Tecnici

Capacità massima	8 x 15 2 x 50 2 x 60 PRP
Velocità massima (rpm)	300 ÷ 4000, step 100
Massima accelerazione (RCF _{xg})	2469
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	300 x 365 x 450
Rumorosità (dB-A)	-

Timer	1 ÷ 99 min, step 1 min
Peso (kg)	21
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/120