



LIO-2FP

Cod. 22.A001.72

Liofilizzatore 5PASCAL modello LIO2 FP

Descrizione

Liofilizzatore molto compatto, il più piccolo della sua categoria: con un carico fino a 2 kg e un consumo energetico medio di soli 400 watt inclusa la pompa a vuoto per l'asciugatura, questo strumento è la soluzione giusta per essicare piccole quantità di sostanze (anche frutta, verdura, erbe, ecc.)

Caratteristiche:

- Porta trasparente, apertura con una mano
- Sistema di scongelamento del condensatore
- Con 4 ripiani di 120x400 mm e superficie di 0,05 m2 distanziati di 33 mm con possibilità di riscaldamento
- Raffreddamento automatico con sistema a singolo compressore
- Interfaccia utente con Wi-Fi e app.

Pompa da vuoto suggerita: Edwards XDS

Dati Tecnici

Capacità condensante (kg in 24 ore)	2
Massima capacità condensante (kg)	4
Superficie condensante (m2)	0,15
Minima temperatura condensatore	-45° C
Volume condensatore (l)	4
Range pressione (mBar)	0,001÷100
Range di temperatura (° C)	-60÷+100

Temperatura di esercizio (° C)	+5÷27
Dimensione (LxPxH mm)	350x500x530
Peso (kg)	44
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/950

Accessori/Correlati

23.A020.76	LIO2FP001 Vassoio in acciaio inox LIO-2 FP
23.A020.77	LIO2FP002 Spatola per la rimozione di ghiaccio e acqua LIO-2 FP
23.A020.78	LIO2FP003 Vaschetta di raccolta del ghiaccio LIO-2 FP
23.A020.79	LIO2FP004 Carrello LIO-2 FP
23.A020.80	LIO2FP005 Kit di connessione LIO-2 FP