

POD TEMP

Cod. 22.A000.97

Data logger Verigo POD TEMP Temperatura



Descrizione

Data logger Temperatura , per il monitoraggio dell'intera catena di approvvigionamento, di un magazzino intero o solo di un congelatore.

Caratteristiche:

- Salva e sincronizza automaticamente tutti i dati registrandoli sul cloud, in modo sicuro e accessibile ovunque l'utente si trovi.
- Memorizza fino a 40.000 dati.
- Genera report in PDF e in Excel, facilmente condivisibili.
- Geo-localizzato: Attivando il GPS sul cellulare è possibile registrare la posizione precisa del Pod.
- Con l'APP, scaricabile gratuitamente dall'Apple Store e da Google Play, potrai gestire tramite smartphone/tablet il dispositivo, visualizzare, scaricare e condividere i dati.
- su smartphone gli avvisi e gli allarmi, per avere sempre la situazione sotto controllo.

Dati Tecnici

Campo di misura (° C)	-20 ÷ +60
Precisione (° C)	±0,5
Classe di protezione	IP 65
Dimensione (LxPxH mm)	97 x 43 x 13
Peso (kg)	30

