

EE51100043

Cod. 08.4269.99

Soluzione tampone pH 7.00 ±0.02/25°C (verde)ml 250



Descrizione

Caratteristiche:

- etichetta personalizzata CDL
- Certificato riferibile NIST

Dati Tecnici

pH	7,00
Volume (ml)	250
Accuratezza (° C)	±0.02/25
Colore	Verde

Varianti

Codice	Prodotto	pH	Volume (ml)	Colore
08.4268.99	EE51100033	4,01	250	Rosso
08.4269.99	EE51100043	7,00	250	Verde
08.4270.99	EE51100133	4,01	500	Rosso

08.4271.99	EE51100143	7,00	500	Verde
------------	------------	------	-----	-------