



MICROTRON® MB 950S

Cod. 22.A002.01

Omogeneizzatore a lame rotanti KINEMATICA modello MICROTRON® MB 950S

Descrizione

L'omogeneizzatore a lame rotanti MICROTRON® MB 950S è particolarmente adatto per la miscelazione intensiva, la dispersione, l'omogeneizzazione, l'emulsione e anche la frantumazione di materiali facili da tagliare allo stato secco. Facile maneggiabilità, elevata sicurezza dell'utilizzatore ed efficienza sono la garanzia per risultati di macinazione di successo.

Caratteristiche principali:

- Regolazione continua della velocità con interruttore on/off integrato
- Regolazione della velocità senza strappi, senza scosse e con compensazione del carico
- Accessori di miscelazione realizzati con materiali lavabili in lavastoviglie
- Messa in funzione solo con cappuccio o coperchio protettivo
- Attacco rapido antivibrazioni
- Molto Motore silenzioso del collettore con ventola di raffreddamento integrata
- Protezione integrata da sovraccarico, surriscaldamento e blocco

Sono disponibili due tipi di contenitori per la serie MB950S indicati negli accessori

Dati Tecnici

Materiale contenitore	acciaio inox
Volume (ml)	2000÷4000
Velocità (rpm)	1000÷14000
Posizioni interruttore	Accensione, regolazione continua, spegnimento
Timer	-

Dimensioni (ØxH mm)	190x245
Peso (kg)	5x3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/950
Classe di protezione	IP 20
Temperatura di esercizio (° C)	0÷40

Accessori/Correlati

23.9187.99	MBA4000 Dispositivo di macinazione a lame per MB 950S MICROTRON®.
23.9186.99	MBA2000 Dispositivo di macinazione a lame per MB 950S MICROTRON®.