

PURA 22

Cod. 22.A002.89

Bagnomaria ad acqua 25,5 litri JULABO modello PURA™ 22



Descrizione

I bagnomaria PURA™ JULABO sono sinonimo di lavoro facile e sicuro in laboratorio.

Consentono numerose possibilità di utilizzo, come ad esempio lavori di routine in laboratorio, regolazione della temperatura delle provette, incubazione, analisi dei materiali e della corrosione, controlli della temperatura di alimenti e generi voluttuari e in ambito odontoiatrico.

Tutti i modelli (ad esclusione di PURA 4) vengono forniti con una vite di scarico pensata per consentire uno svuotamento rapido e pulito dei bagni. Sono facilmente trasportati tramite le maniglie laterali incassate dal design ergonomico. I piedini in gomma antiscivolo assicurano stabilità e più sicurezza in laboratorio.

Questi dispositivi sono antispruzzo, dispongono di una tastiera a sua volta antispruzzo e di un display temperatura (LED) per ottimizzare la semplicità di controllo. L'interno della vasca non presenta componenti di disturbo per cui è possibile sfruttare l'intera superficie per regolare la temperatura anche di provette di piccole dimensioni.

Caratteristiche del prodotto

- Controllo semplificato
- Display luminoso
- Tastiera anti-spruzzo
- Protezione integrata contro funzionamento a secco
- Vite di scarico integrata (ad esclusione di PURA 4)
- Nessun elemento di distrazione nella vasca
- Piattaforma fornita di serie
- Timer integrato
- Piedini in gomma antiscivolo
- Maniglie incassate ergonomiche

I bagnomaria PURA non sono forniti di coperchio (vedere accessori)

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+18 ÷ +99,9
Precisione (° C)	0,15
Volume (l)	3,4 ÷ 25,5
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	550x270x180
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	640x350x260
Numero di posti massimo portaprovette	5
Peso (kg)	11,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/1800

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni vasca (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Numero di posti massimo portaprovette	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.A002.86	PURA 4	0,8 ÷ 4,5	120x270x140	210x350x220	1	4,9	230/50/500
22.A002.87	PURA 10	1,4 ÷ 9,5	220x270x140	310x350x220	2	7	230/50/1200
22.A002.88	PURA 14	2 ÷ 14	330x270x140	420x350x220	3	8,5	230/50/1800
22.A002.89	PURA 22	3,4 ÷ 25,5	550x270x180	640x350x260	5	11,5	230/50/1800
22.A002.90	PURA 30	4,8 ÷ 36	770x270x180	860x350x260	7	14,5	230/50/1800

Accessori/Correlati

23.A019.85	9970583 Coperchio sollevabile trasparente per bagnomaria PURA 22
23.A019.90	9970573 Coperchio piatto con 8 aperture diam.mm. 92 per bagnomaria PURA 22
23.A019.91	9970574 Coperchio piatto con 6 aperture diam.mm. 115 per bagnomaria PURA 22
23.A019.92	9970575 Coperchio piatto con 2 aperture diam.mm. 190 per bagnomaria PURA 22
23.A019.95	9970300 Portaprovette per 60 provette 100x16/17 mm diam. per bagnomaria PURA
23.A019.96	9970301 Portaprovette per 90 provette 75x16/17 mm diam. per bagnomaria PURA
23.A019.97	9970303 Portaprovette per 21 provette 30 mm diam. per bagnomaria PURA