

TB 211 IR

Cod. 22.9932.99

Torbidimetro a infrarossi modello TB 211 IR 0,01 - 1100 NTU



Descrizione

Torbidimetro per misure in loco rapide e accurate.

Caratteristiche:

- La risoluzione di 0,01 NTU lo rende adatto a molteplici applicazioni, dall'acqua potabile alle acque reflue.
- E' in grado di misurare sia campioni di acqua colorata che incolore, grazie alla luce ad infrarossi.
- La luce viene diffusa con un angolo a 90°, secondo la norma EN ISO 7027 .
- E' possibile inoltre trasferire al PC le misure tramite l'interfaccia USB.

Dati tecnici:

- Interfacce : Micro - USB
- Metodo EN ISO 7027
- Luce infrarossa, angolo 90°
- Condizioni di lavoro: 30÷90%RH e tra 5÷40°C
- Batteria a lunga durata

Il torbidimetro TB211 IR è completo di: valigia con batteria 9V, 2 provette da 24 mm con tappo, 4 standard di calibrazione, cacciavite, cavo USB, garanzia, certificato di conformità e manuale d'uso.

Completano lo strumento i vari kit standard, soluzioni di verifica metodo, verifica lunghezze d'onda, standard torbidità da richiedere a parte.

Dati Tecnici

Scala di misura

0,01÷1100 NTU

Precisione	-
Risoluzione	0,01÷9,99 0,01/10,0÷99,90,1/100÷11001 NTU
Accuratezza	±2,5%+ 0,01 NTU/500-1100 ±5%
Fonte di luce	LED a compensazione temperatura , luce infrarossa
Dimensione (LxPxH mm)	190x110x55
Peso (kg)	0,4
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	100-240VCA/50-60/-

Accessori/Correlati

23.A020.44	81976503 4 provette con tappo avvitabile nero (h.55 mm Ø 24 mm)
-------------------	--
