



KT 220-O

Cod. 22.A003.09

Data logger con sensore interno di temperatura KIMO serie 220 modello KT 220-O

Descrizione

Datalogger di temperatura KT-220-O con sensore interno (da -40 a 70°C)

Caratteristiche:

- display a 2 linee
- IP65 con supporto magnetico
- 1 ingresso per sonda di temperatura, umidità, corrente, tensione, impulsi e pressione liquidi.
- Memoria 1.000.000 punti.

Ideale per i seguenti ambienti:

- Alimentare.
- Farmaceutico e chimico.
- Didattico.
- Laboratori.
- Ospedaliero.

Da richiedere a parte sonde e cavi di misura (consultare pdf allegato)

Dati Tecnici

Temperatura di lavoro (° C)

-40 ÷ +70

Temperatura di stoccaggio (° C)	-20 ÷ +50
Risoluzione	0,1 °C/ 0,1 °F
Classe di protezione	IP 65
Display	LCD a 2 linee
Dimensione (LxPxH mm)	93,2x65,2x30,5
Peso (g)	115
Alimentazione	1 batteria AA litio 3.6V