



PT94L

Cod. 23.A022.55

Sonda di temperatura PT94L per misure in aria e liquidi

Descrizione

°Sonda di temperatura a PT100 per termometro TM947 SD

Con manico in materiale antiscivolo, resistente e piacevole al tatto. Facile da pulire.
Stelo resistente in acciaio inossidabile.

Puntale semisferico per misure in aria e liquidi.

Accuratezza temperatura a 100°C $\pm 0,35^{\circ}\text{C}$

Accuratezza temperatura a 200°C $\pm 0,55^{\circ}\text{C}$

Accuratezza temperatura a -100°C $\pm 0,35^{\circ}\text{C}$

Accuratezza temperatura a 0°C $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$

Classe A

Connessione Stereo jack 3,5 mm

Diametro stelo 3 mm

Lunghezza del cavo 1.5 m

Lunghezza stelo 200 mm

Materiale stelo Acciaio Inox

Nome PT94 L

Range certificabile -50 ... 250 °C

Range di misura Temperatura -50 ... 400 °C

T 902

Terminale Semisferico

Dati Tecnici

