

LEVO PLUS

Cod. 09.7628.99

Aspiratore elettrico LEVO PLUS per pipette da 0,1 a 100 ml



Descrizione

Aspirapipette modello LEVO PLUS

Caratteristiche:

- 6 impostazioni di velocità per una regolazione intuitiva e comoda della velocità.
- Pipetta elettrica leggera e ad alta capacità adatta a pipette sierologiche in vetro o plastica (0,1-100ml), pipette Pasteur.
- Design ergonomico per un pipettaggio continuo efficiente e resistente alla fatica.
- L'ampio schermo LCD visualizza le impostazioni di velocità e le informazioni sulla batteria.
- Funzionamento potente e silenzioso, in grado di prelevare 25ml di liquido in 5 secondi.
- Più di 8 ore di uso intermittente.
- Filtro 0,45um Idrofobico.
- Batteria al litio di lunga durata.

Dati Tecnici

Modello	per pipette da 0,1 a 100 ml
Peso (g)	200