

A00000495

Cod. 23.A024.92



Blocco STT-W30-D060-A. Blocco in alluminio di alta qualità con riscaldamento preciso e uniforme, progettato per accogliere provette con fondo tondo da 6 mm.

Descrizione

Questo blocco è ideale per incubazioni, reazioni enzimatiche, estrazione di DNA/RNA e altre operazioni di preparazione dei campioni. Realizzato in alluminio resistente, è facile da pulire e disinfettare, garantendo affidabilità nel tempo per l'uso quotidiano in laboratorio.

I pozzetti sono progettati per garantire un contatto ravvicinato tra le provette e le pareti in alluminio, assicurando un rapido trasferimento di calore e una temperatura uniforme in tutte le posizioni. Compatibile con ECODryBlock e sonde esterne Pt100/Pt1000, consente il monitoraggio e il controllo preciso della temperatura dei campioni.

Dati tecnici:

Tipo di provetta: provette con fondo tondo da 6 mm

Numero di pozzetti: 30

Profondità pozzetto: 48,4 mm

Dimensione pozzetto (mm): Ø 8,3 mm

Dati Tecnici