

# C-HB

Cod. 22.A005.78

Telecamera HB, 1080p, CMOS da 2 MP, HDMI, multi-plug



## Descrizione

Telecamera HD economica ed economica con risoluzione 1080p, 2 MP , sensore CMOS e connessione HDMI , consigliata per la sua semplicità d'uso, non richiede l'installazione di software e acquisisce le immagini su scheda SD. Consente di effettuare facilmente misurazioni di campioni o parti di essi con una serie di strumenti tramite software come linee, angoli e molti altri.

Supporta anche l'archiviazione in Excel.

Collegamento al tubo oculare o al tubo trinoculare di qualsiasi marca di microscopio tramite adattatore dedicato (da acquistare separatamente).

Mouse wireless, scheda SD e software integrato inclusi.

- Funzionamento semplice, software integrato
- Connessione universale a qualsiasi marca di microscopio
- Immagini Full HD nitide
- Elevata frequenza di fotogrammi
- Fedeltà cromatica affidabile
- Connessione C-mount (tramite adattatore dedicato, su qualsiasi microscopio)
- Cavo HDMI, mouse e scheda SD inclusi

## Dati Tecnici