

27 BE

Cod. 22.2686.50

Contenitore Dewar ISOTHERM BE modello 27 BE



Descrizione

- Forma cilindrica.
- Versione BE: rivestimento in acciaio.
- Doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.
- Dotati di coperchio con clips di chiusura e maniglia per il trasporto.
- Particolarmente indicati per lo stoccaggio ed il trasporto di azoto liquido e ghiaccio secco.
- Modelli con capacità fino a 4 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	2
Dimensioni esterne (ØxH mm)	170x245
Dimensioni interne (ØxH mm)	138x170

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2684.50	26 BE	1	132x215	100x150
22.2686.50	27 BE	2	170x245	138x170
22.2688.50	28 BE	3	170x305	138x230

22.2690.50	29 BE	4	170x385	138x310
------------	-------	---	---------	---------