

28 B

Cod. 22.2687.50



Contenitore Dewar ISOTHERM B modello 28 B

Descrizione

- Forma cilindrica.
- Versione B: rivestimento esterno in acciaio verniciato blu.
- Doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.
- Dotati di coperchio con clips di chiusura e maniglia per il trasporto.
- Particolarmente indicati per lo stoccaggio ed il trasporto di azoto liquido e ghiaccio secco.
- Modelli con capacità fino a 4 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	3
Dimensioni esterne (ØxH mm)	170x305
Dimensioni interne (ØxH mm)	138x230

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2683.50	26 B	1	132x215	100x150
22.2685.50	27 B	2	170x245	138x170
22.2687.50	28 B	3	170x305	138x230

22.2689.50	29 B	4	170x385	138x310
------------	------	---	---------	---------