

CAPSULA FORMA EMISFERICA

Cod. 03.1200.73

Capsula per evaporazione Haldenwanger 109/9 Ø 260X86 mm ml 2200



Descrizione

Caratteristiche:

- fondo tondo
- con becco
- forma emisferica

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	260 x 86
Capacità (ml)	2200

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1200.45	CAPSULA FORMA EMISFERICA	50 x 20	25
03.1200.50	CAPSULA FORMA EMISFERICA	63 x 25	40
03.1200.53	CAPSULA FORMA EMISFERICA	80 x 32	75
03.1200.62	CAPSULA FORMA EMISFERICA	125 x 50	220
03.1200.64	CAPSULA FORMA EMISFERICA	150 x 47	370
03.1200.65	CAPSULA FORMA EMISFERICA	160 x 64	640

03.1200.69	CAPSULA FORMA EMISFERICA	200 x 80	1000
03.1200.73	CAPSULA FORMA EMISFERICA	260 x 86	2200