

CAPSULA FORMA SVASATA

Cod. 03.1100.54

Capsula evaporazione Haldenwanger 131/4 Ø84X36 mm ml 100



Descrizione

Caratteristiche:

- fondo piano
- con becco
- forma svasata

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	84 x 36
Capacità (ml)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1100.47	CAPSULA FORMA SVASATA	58 x 24	30
03.1100.51	CAPSULA FORMA SVASATA	75 x 30	60
03.1100.54	CAPSULA FORMA SVASATA	84 x 36	100
03.1100.56	CAPSULA FORMA SVASATA	97 x 40	150
03.1100.59	CAPSULA FORMA SVASATA	110 x 50	250
03.1100.62	CAPSULA FORMA SVASATA	125 x 52	290

03.1100.63

CAPSULA FORMA SVASATA

150 x 60

400
