

CAPSULA FORMA SVASATA

Cod. 03.1100.59

Capsula per evaporazione Haldenwanger 131/6 Ø110X50 mm ml 250



Descrizione

Caratteristiche:

- fondo piano
- con becco
- forma svasata

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	110 x 50
Capacità (ml)	250

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1100.47	CAPSULA FORMA SVASATA	58 x 24	30
03.1100.51	CAPSULA FORMA SVASATA	75 x 30	60
03.1100.54	CAPSULA FORMA SVASATA	84 x 36	100
03.1100.56	CAPSULA FORMA SVASATA	97 x 40	150
03.1100.59	CAPSULA FORMA SVASATA	110 x 50	250
03.1100.62	CAPSULA FORMA SVASATA	125 x 52	290

03.1100.63	CAPSULA FORMA SVASATA	150 x 60	400
------------	-----------------------	----------	-----
