

# CAPSULA FORMA SVASATA

Cod. 03.1100.63

Capsula per evaporazione Haldenwanger 131/8 Ø150X60 mm ml 400



## Descrizione

Caratteristiche:

- fondo piano
- con becco
- forma svasata

## Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	150 x 60
Capacità (ml)	400

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1100.47	CAPSULA FORMA SVASATA	58 x 24	30
03.1100.51	CAPSULA FORMA SVASATA	75 x 30	60
03.1100.54	CAPSULA FORMA SVASATA	84 x 36	100
03.1100.56	CAPSULA FORMA SVASATA	97 x 40	150
03.1100.59	CAPSULA FORMA SVASATA	110 x 50	250
03.1100.62	CAPSULA FORMA SVASATA	125 x 52	290

---

03.1100.63

CAPSULA FORMA SVASATA

150 x 60

400

---