

CAPSULA FORMA CILINDRICA

Cod. 03.1300.41

Capsula incenerimento Haldenwanger 33/1 Ø 40x21 mm ml 15



Descrizione

Caratteristiche:

- per incenerimento
- forma cilindrica
- senza becco

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	40 x 21
Capacità (ml)	15

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1300.41	CAPSULA FORMA CILINDRICA	40 x 21	15
03.1300.45	CAPSULA FORMA CILINDRICA	50 x 25	30
03.1300.49	CAPSULA FORMA CILINDRICA	60 x 31	60

