

# CAPSULA FORMA CILINDRICA

Cod. 03.1300.45

Capsula incenerimento Haldenwanger 33/2 Ø 50X25 mm ml 33



## Descrizione

Art. 33 - per incenerimento, forma cilindrica, senza becco.

## Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm) 50 x 25

Capacità (ml) 30

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1300.41	CAPSULA FORMA CILINDRICA	40 x 21	15
03.1300.45	CAPSULA FORMA CILINDRICA	50 x 25	30
03.1300.49	CAPSULA FORMA CILINDRICA	60 x 31	60