

CAPSULA FORMA CILINDRICA

Cod. 03.1300.49

Capsula incenerimento Haldenwanger 33/4 Ø 60X30 mm ml 55



Descrizione

Art. 33 - per incenerimento, forma cilindrica, senza becco.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	60 x 31
Capacità (ml)	60

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.1300.41	CAPSULA FORMA CILINDRICA	40 x 21	15
03.1300.45	CAPSULA FORMA CILINDRICA	50 x 25	30
03.1300.49	CAPSULA FORMA CILINDRICA	60 x 31	60