

CAPSULA FORMA ALTA

Cod. 03.3000.48

Capsula in quarzo traslucido cilindrica forma alta Øx H. 56X28 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- in quarzo traslucido
- fondo piano
- senza becco

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	56 x 28
Capacità (ml)	45

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.3000.48	CAPSULA FORMA ALTA	56 x 28	45
03.3000.49	CAPSULA FORMA ALTA	62 x 28	50
03.3000.52	CAPSULA FORMA ALTA	75 x 28	85
03.3000.54	CAPSULA FORMA ALTA	87 x 28	100