

CAPSULA EMISFERICA

Cod. 03.3100.46

Capsula in quarzo traslucido forma emisferica Øx H. 55X23 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- quarzo traslucido
- Emisferiche a fondo tondo
- con becco

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	55 x 23
Capacità (ml)	20

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.3100.46	CAPSULA EMISFERICA	55 x 23	20
03.3100.52	CAPSULA EMISFERICA	75 x 28	45
03.3100.54	CAPSULA EMISFERICA	87 x 33	70
03.3100.57	CAPSULA EMISFERICA	100 x 38	100

03.3100.60	CAPSULA EMISFERICA	112 x 47	200
------------	--------------------	----------	-----