

CAPSULA EMISFERICA

Cod. 03.3100.52

Capsula in quarzo traslucido forma emisferica Øx H. 75X27 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- quarzo traslucido
- Emisferiche a fondo tondo
- con becco

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	75 x 28
Capacità (ml)	45

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.3100.46	CAPSULA EMISFERICA	55 x 23	20
03.3100.52	CAPSULA EMISFERICA	75 x 28	45
03.3100.54	CAPSULA EMISFERICA	87 x 33	70
03.3100.57	CAPSULA EMISFERICA	100 x 38	100
03.3100.60	CAPSULA EMISFERICA	112 x 47	200

