

# CAPSULA EMISFERICA

Cod. 03.3100.57

Capsula in quarzo traslucido forma emisferica Øx H. 100X38 mm



## Descrizione

Caratteristiche:

- quarzo traslucido
- Emisferiche a fondo tondo
- con becco

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Dimensioni (ØxH mm) | 100 x 38 |
| Capacità (ml)       | 100      |

## Varianti

| Codice     | Prodotto           | Dimensioni (ØxH mm) | Capacità (ml) |
|------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 03.3100.46 | CAPSULA EMISFERICA | 55 x 23             | 20            |
| 03.3100.52 | CAPSULA EMISFERICA | 75 x 28             | 45            |
| 03.3100.54 | CAPSULA EMISFERICA | 87 x 33             | 70            |
| 03.3100.57 | CAPSULA EMISFERICA | 100 x 38            | 100           |
| 03.3100.60 | CAPSULA EMISFERICA | 112 x 47            | 200           |

