

CAPSULA SVASATA

Cod. 03.3150.63

Capsula in quarzo traslucido forma svasata Øx H. 130X23 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- quarzo traslucido
- svasate a fondo piatto
- con becco

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	130 x 23
Capacità (ml)	160

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)
03.3150.51	CAPSULA SVASATA	68 x 15	20
03.3150.52	CAPSULA SVASATA	77 x 15	30
03.3150.57	CAPSULA SVASATA	100 x 20	90
03.3150.63	CAPSULA SVASATA	130 x 23	160