


ASTA INOX

Cod. 04.4060.45



Asta per agitazione in acciaio inox con pala ad elica. Flusso assiale con suzione dal basso verso l'alto, con presenza di forze di taglio

Descrizione

Caratteristiche:

- In acciaio inox 18/8
- Diametro di 7 mm
- Lunghezza totale di 400 mm.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	50x10
Volume vasca	pala ad elica
Tipo	9

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Volume vasca	Tipo
04.4060.45	ASTA INOX	50x10	pala ad elica	9
04.4050.45	ASTA INOX	50x15	pala orizzontale fissa	2
04.4050.33	ASTA INOX	50x15	pala a croce	4
04.4050.51	ASTA INOX	70x50	pala a 6 fori	5
04.4060.57	ASTA INOX	60x15	pala basculante	3

04.6189.99	ASTA INOX	90x80	pala a ancora	7
------------	-----------	-------	---------------	---