

MORSETTO DOPPIO

Cod. 04.5300.20

Morsetto doppio in lega leggera con viti di bloccaggio apertura mm. 13



Descrizione

Morsetti doppi con viti di bloccaggio in lega leggera.

Dati Tecnici

Apertura (mm)	13
---------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Apertura (mm)
04.5300.20	MORSETTO DOPPIO	13
04.5300.23	MORSETTO DOPPIO	16
04.5300.28	MORSETTO DOPPIO	21
04.5300.32	MORSETTO DOPPIO	25