


PINZE PER BURETTE

Cod. 04.5490.05

Pinza a ragno lega leggera per 1 buretta



Descrizione

Caratteristiche:

- A ragno in lega leggera verniciata a forno con polvere epossidica
- per aste con diametro massimo di 12 mm
- con molle in acciaio e particolari in ottone lucido

Dati Tecnici

Numero posti	1
Apertura (mm)	0-20
Lunghezza (mm)	105

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Lunghezza (mm)
04.5490.05	PINZE PER BURETTE	1	105
04.5500.07	PINZE PER BURETTE	2	210