

PINZE PER BURETTE

Cod. 04.5500.07

Pinza a ragno lega leggera per 2 burette



Descrizione

Caratteristiche:

- A ragno in lega leggera verniciata a forno con polvere epossidica.
- Per aste con diametro massimo di 12 mm.
- Con molle in acciaio e particolari in ottone lucido.

Dati Tecnici

Numero posti	2
Apertura (mm)	0-20
Lunghezza (mm)	210

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Lunghezza (mm)
04.5490.05	PINZE PER BURETTE	1	105
04.5500.07	PINZE PER BURETTE	2	210