


PINZE PER CROGIOLI

Cod. 04.5540.75

Pinza per crogioli in acciaio inox lunghezza mm. 300



Descrizione

Caratteristiche:

- A doppia curvatura.
- Punta interne zigrinate.
- In acciaio inox resistente alla corrosione.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	300
Rivestimento	-

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Rivestimento
04.5540.70	PINZE PER CROGIOLI	200	-
04.5540.75	PINZE PER CROGIOLI	300	-
04.5540.79	PINZE PER CROGIOLI	500	-
04.6220.70	PINZE PER CROGIOLI PTFE	200	PTFE